

MAVIG

Ürün Grubu

MD – Mobil Cihaz Taşıyıcıları



Ürünler

MD-69, MD-69-PH

MD711 / MD712 / MD713 / MD711-SI / MD712-SI

MD73

www.mavig.com/eifu

DE	Vielen Dank, dass Sie sich für MAVIG entschieden haben. Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter dem Link der Überschrift.	LT	Ačiū, kad įsigijote MAVIG produktą. Naudojimo rasite atvėrę pavadinime esančią nuorodą.
EN	Thank you for buying MAVIG products. The instruction for use can be found under the link in the headline.	LV	Paldies, ka iegādājāties MAVIG produktus. Lietošanas instrukciju meklējiet virsrakstā iekļautajā saitē.
BG	Благодарим Ви за закупените продукти на MAVIG. Ръководството за употреба може да изтеглите от линка в заглавието.	NL	Hartelijk dank voor het kopen van MAVIG-producten. De gebruiksaanwijzing vindt u via de link in de kop.
CS	Děkujeme vám za zakoupení výrobků MAVIG. Návod k použití naleznete prostřednictvím odkazu v nadpisu.	NO	Takk for at du har valgt MAVIG-produkter. Instruksjonene for bruk er tilgjengelige under lenken i overskriften.
DA	Tak fordi, du har købt MAVIG-produkter. Instruktion til brug kan findes under linket i overskriften.	PL	Dziękujemy za zakup produktów MAVIG. Instrukcja dotycząca obsługi znajduje się w linku w nagłówku.
ET	Täname, et soetasite ettevõtte MAVIG toote. Kasutusjuhised leiata pealkirjas olevalt lingilt.	PT	Obrigado por comprar produtos da MAVIG. As instruções de utilização estão disponíveis na ligação que se encontra no título.
ES	Le damos las gracias por comprar productos de MAVIG. Las instrucciones pueden encontrarse en el enlace en el titular.	RO	Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor MAVIG. Instrucțiunile de utilizare se găsesc în link-ul din titlu.
FI	Kiitos, että ostit MAVIG-tuotteita. Käyttöohje löytyvät otsikon linkistä.	SL	Zahvaljujemo se vam za nakup izdelkov MAVIG. Navodila za uporabo so na voljo na povezavi v naslovni vrstici.
FR	Merci d'avoir acheté des produits MAVIG. Vous trouverez le mode d'emploi sous le lien dans le titre.	SV	Tack för att du köper MAVIG-produkter. Bruksanvisningen finns under länken i rubriken.
HR	Hvala što ste kupili proizvode društva MAVIG. Uputa za upotrebu nalazi se ispod poveznice u naslovu.	SK	Ďakujeme vám, že si kupujete výrobky spoločnosti MAVIG. Návod na použitie nájdete na odkaze v záhlaví.
EL	Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της MAVIG. Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμα μέσω του συνδέσμου που αναγράφεται στον τίτλο.	TR	MAVIG ürünlerini satın aldiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanım kılavuzunu başlıktaki linkin altında bulabilirsiniz.
HU	Köszönjük, hogy MAVIG terméket vásárolt. A használati útmutató a fejlécben szereplő hivatkozáson keresztül érhető el.		
IT	Grazie per aver acquistato prodotti MAVIG. Le istruzioni per l'uso possono essere consultati al link sul titolo.		



Gedruckte Versionen der Gebrauchsanweisung können innerhalb von 7 Tagen zur Verfügung gestellt werden. Kontaktieren Sie uns hierzu über folgende Kontaktdaten:

E-Mail info@mavig.com Telefon +49 (0) 89 420 96 – 0.

Kullanım Talimatlarının matbu versiyonları 7 takvim günü içinde temin edilebilir. Lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçin:

E-posta info@mavig.com Telefon +49 (0) 89 420 96 – 0.

FERAGATLER

Sayın müşteri,

MAVİG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu dokümanı dikkatlice okuyun ve ilgili tüm güvenlik talimatlara ve notlara uyun.

El kılavuzu, ürünün bir parçası olup ürüne yakın bir yerde tutulmak zorundadır böylece kullanıma dair önemli bilgiler ve güvenlik talimatlarına, herhangi bir zamanda bakılabilir.

Geçerli kullanım talimatları olmadan ürünü üçüncü taraflara devretmeyin.

Ürünlerimiz hakkında sorun veya yorumlarınız varsa lütfen bizimle irtibata geçin.

İrtibat Bilgileri

Soru veya yorumlarınız olması durumunda, yerel MAVIG bağlı kuruluşunuzun irtibat bilgilerini bu el kılavuzunun sonunda bulacaksınız.

Feragatler

Bu el kılavuzunun içeriği, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Açıklanan ürünler, devamlı geliştirme sürecinde herhangi bir bildirimde gerek olmaksızın değişime tabidir.

MAVIG, sadece, bu el kılavuzuna ve imalatçının sorumluluğu kapsamında olan ürünlere dair garantiyi üstlenir.

MAVIG, üründe yapılan izinsiz değişikliklerinden ve ürünün kullanım amacı dışında kullanımından sorumlu değildir. MAVIG, uygunsuz çalıştırma ve değişikliklerden mesul tutulamaz. Uygunsuz değişiklikler, doğru çalıştırmayı, ürünün güvenliğini veya güvenilirliğini etkileyeceği için ürün değişiklikleri, MAVIG'den yazılı izin alınmasını gerekli kılar.

Değişiklikler

MAVIG ürünleri, sürekli olarak geliştirilmektedir. MAVIG, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın teslimat kapsamının yanı sıra el kılavuzu, ambalaj, ekipman veya teknik şartnameyi değiştirme hakkını saklı tutar.

Çeviriler

Orijinal belge, Almanca dilindedir. Bir çeviri söz konusu ise, Almanca versiyonu, buyurucu olan versiyondur.

Telif hakkı ve ticari markalar

Tüm hakları saklıdır. Bu talimatlar, telif hakkı ile korunmaktadır. MAVIG, tescilli bir ticari markadır. Bu talimatta belirtilen tüm diğer ticari markalar, ilgili imalatçının mülkiyetidir.

DİZİN

1.	Genel Bilgiler	5
1,1.	İmalatçı	5
1,2.	Çalışma ve Operatör	5
1,3.	Semboller, Güvenlik ve Uyarı talimatları	5
1,4.	Düzenleme (AB) 2017/745'e göre Raporlama Gereklilikleri	5
2.	Ürün Bilgisi	6
2,1.	Ürün Açıklaması	6
2,2.	Kullanım Amacı	6
2,3.	Kontrendikasyonlar ve Hariç Tutulmalar	6
2,4.	Tanımlama	6
2,5.	CE-İşaretleme	7
2,6.	Aksesuarlar ve Yedek Parçalar	7
3.	Kurulum ve Kullanım	8
3,1.	Kullanıcı Ortamı	8
3,2.	Kurulum, Bağlantı yöntemleri, Bağlantılar	8
3,3.	Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon	8
3,3.1.	Temizlik	8
3,3.2.	Dezenfeksiyon	8
3,4.	Bakım ve Onarım	9
3,5.	Kalibrasyon ve Doğrulama	10
3,6.	Garanti	10
4.	Depolama, Nakliye, Raf Ömrü	11
5.	Teknik Veri	11
6.	Hizmetten çıkarma ve İmha	11

1. Genel Bilgiler

1.1. İmalatçı

MAVIG GmbH
Stahlgruberring 5
81829 Münih
Almanya

Telefon +49 (0) 89 420 96 - 0
Faks +49 (0) 89 420 96 - 200

e-posta info@mavig.com
Web www.mavig.com

1.2. Çalışma ve Operatör

Ürünü sadece uygun eğitime sahip personel çalıştırabilir, temizleyebilir veya dezenfekte edebilir (ülkeye özgü düzenlemelere uygun medikal ve radyolojik teknik bilgi).


Kullanım talimatları, ancak doğru şekilde yapılan ilk çalıştırmanın ardından geçerli olur.


Ürün ilk kullanımdan önce dikkatlice temizlenmek ve dezenfekte edilmek zorundadır.

1.3. Semboller, Güvenlik ve Uyarı talimatları

GÜVENLİKLE-İLGİLİ	Güvenlikle ilgili talimatlar, zorunludur ve bunlara uyulmak zorundadır. Bunlara uyulmaması, bir veya daha fazla sayıda kişinin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir. Sistemleri başlatmadan önce bu talimatları okumak ve anlamak zorundasınız.
--------------------------	--

DİKKAT	Uyarılara uyulması zorunludur aksi halde cihaz hasar görebilir ya da kullanım dışı kalabilir . Sistemi başlatmadan önce bu talimatları okumak ve anlamak zorundasınız.
---------------	--

	Steril edilebilir değil Ürün, etil oksit, ışınlama, aseptik işlem teknikleri, buhar veya kuru ısı ile sterilize edilemez.
---	---

	Basmayın Ürünün üzerine basmayın.
---	---

1.4. Düzenleme (AB) 2017/745'e göre Raporlama Gereklilikleri

Ürünler, AB Tıbbi Cihazlar Düzenlemesi 2017/745 (MDR) açısından bir tıbbi cihaz olmadığından AB Tıbbi Cihaz Düzenlemesi 2017/745 (MDR)'ye göre zorunlu bir raporlama yükümlülüğü mevcut değildir.

2. Ürün Bilgisi

2,1. Ürün Açıklaması

Lütfen, başka ürün şekilleri ve teknik performans hakkında, ürün veri sayfalarından ve www.mavig.com adresindeki web sitemizde yer alan ürün kataloglarımızdan bilgi edinin.

Mobil cihaz taşıyıcısı, diğer üreticilerin uç cihazlarıyla (örn. konsollar veya monitörler) birleştirilebilir. Tehlikeli aşırı yüklemeyi önlemek için, belirtilen maksimum izin verilen yük kapasitesi uyarı notlarına uygun olarak dikkate alınmalıdır.

Tüm sistemi doğrulamak distribütörün sorumluluğundadır:

- Kaçak akımlar tüm sistem üzerinde kontrol edilmelidir.
- Tüm elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra (örn. kontrol panelleri) tüm sistem üzerinde bir sıcaklık testi gerçekleştirilmelidir.

DİKKAT	Mobil cihaz taşıyıcısı frenlerle donatılmıştır. Cihaz taşıyıcısının istem dışı yuvarlanmasından kaynaklanan yaralanmaları ve hasarları önlemek için frenler her zaman kilitli olmalıdır . Frenleri sadece ekipman taşıyıcısını odanın içinde hareket ettirmek için serbest bırakın.
DİKKAT	Cihaz taşıyıcısı hareket ettirildiğinde frenlerin serbest bırakıldığından emin olun. Aksi takdirde, cihaz taşıyıcısının devrilme riski vardır.
DİKKAT	Devrilme riski Cihaz taşıyıcısını asla acil çıkışların önüne veya koridorlara yerleştirmeyin.

MD71x ile devrilme tehlikesi:

DİKKAT	<p>Yaralanma riski: MD71'de bunu açıkça belirten bir uyarı bulunmaktadır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yaslanmayın veya destek almayın. • Boylamasına/enlemesine yönde 140/160 N'dan fazla kuvvetlerle çekmeyin. <p>Bu, monitör arabasının devrilmesine neden olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitör arabasını, kolu ayağın uzantısında/ çapraz olarak öne doğru çekerek hareket ettirin. • Eşiklerin, engellerin veya benzeri yerlerin üzerinden geçerken, monitör arabasını taban çerçevesinden hafifçe kaldırın.
---------------	--

2,2. Kullanım Amacı

Mobil cihaz taşıyıcıları aşağıdaki yüklerin konumlandırılmasına ve döndürülmesine izin verir: monitörler veya benzer cihazlar. Ürünler; klinikler, hastaneler ve doktor uygulamalar gibi klimalı sağlık tesislerindeki uygulamalar için tasarlanmıştır. Ürünler, münhasıran hekimler ve asistanlar gibi tıbbi profesyonellerce kullanılır.

2,3. Kontrendikasyonlar ve Hariç Tutulmalar

Açıklanan dışında başkaca bir amaç hedeflenmemektedir. İmalatçı, ortaya çıkan hasardan sorumlu değildir.

2,4. Tanımlama

Ürün, ürüne ekli bir tip levhası / ürün etiketi ile açıkça tanımlanabilir. En azından aşağıdaki bilgileri bulacaksınız:

- ürünün adı
- imalatçı ve adresi
- seri numarası

2,5. CE-İşaretleme

Bu ürün CE işaretine sahip değildir.

2,6. Aksesuarlar ve Yedek Parçalar

Bu ürünle ilgili sadece orijinal imalatçının bileşenleri ve yedek parçaları kullanılmak zorundadır. Bu talimata uyulmaması, imalatçıyı, her türlü mesuliyet veya garanti yükümlülüğünden muaf tutacaktır. Operatör, cihazın sadece izin verilen ikame parçalarla kullanılmasını sağlayacağını taahhüt eder. İzinsiz parçaların kullanımı, bilinmeyen riskleri beraberinde getirir ve her zamandan bundan kaçılması zorunludur.

Mevcut yedek parça ve aksesuarlar hakkında bilgi için lütfen www.mavig.com adresinden web sitemizde mevcut olan veri sayfalarına bakın ya da bizimle irtibata geçin:

e-posta info@mavig.com

Telefon +49 (0) 89 420 96 – 0

GÜVENLİKLE-İLGİLİ

Üçüncü taraflardan yedek parçalar, güvenliği etkileyebilir ve ayrıca ürünün hasar görmesine, hatalı çalışmasına veya tamamen bozulmasına neden olabilir. Sadece orijinal yedek parça kullanın!

3. Kurulum ve Kullanım

3.1. Kullanıcı Ortamı

Bu ürünün kullanımı esnasında, oda sıcaklığı ve nemi, normal çalışma ve yaşam koşulları aralığında olmalıdır.

3.2. Kurulum, Bağlantı yöntemleri, Bağlantılar

MAVIG ürünü/sistemi, ürüne/sisteme ekli kurulum talimatına göre doğru bir şekilde kurulmak zorundadır. Talimatlara uyulmaması, sistemin dengesiz olmasına neden olur ve/veya işlevinin azalması anlamına gelebilir.

MD69x ve MD71x kurulumu için talimatlar **MDX01Oxx** belgesinde bulunabilir.
MD73 kurulumu için talimatlar **MDX01Oxx** belgesinde bulunabilir.

3.3. Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon

3.3.1. Temizlik

Tüm yüzeylerin silinmesi için:

- Temizlik için yumuşak, taneciksiz ve diğer temizlik madde kalıntılarından arı bir bez kullanın.
- Bezi, sadece hafifçe nemlendirin. Eğer gerekli ise, yumuşak bir sabun veya ticari yıkama sıvısı kullanın.
- Temizlik esnasında herhangi bir sıvı dökülmediğinden ve cihaza girmediğinden emin olun.
- Daha sonra yüzeyleri bir bezle kurulayın.

DİKKAT	Üründe meydana gelen Hasar Üründe hasar meydana gelmesinden kaçınmak amacıyla herhangi bir katı, aşındırıcı, yakıcı, ağartıcı, alkali, asidik veya yıpratıcı madde kullanılmamalıdır (örneğin; çözücü, asetat, ovucu maddeler, klor vs.).
---------------	---

MD71x:

GÜVENLİKLE İLGİLİ	Temizlemeden önce sistemi elektrik devresinden ayırın. Hastaları, çalışanları veya üçüncü şahısları tehlikeye atabilecek kusurları varsa bu ürünü çalıştırmayın
--------------------------	---

3.3.2. Dezenfeksiyon

Sadece mendil dezenfeksiyonu kullanın.

- Ürüne herhangi bir sıvı giremez.
- Uygulamalı yenden işleme süreci, geçerli yasal düzenlemelere ve talimatlara uygun olmak zorundadır.
- Hijyen prosedürleri ve koşulları, operatörün sorumluluğudur ve operatörce belirlenmek zorundadır.
- Kullanılan materyallerin uyumlu olmasını sağlayın (örneğin; paslanmaz çelik, alüminyum, plastik, kurşun akrilik, kurşun cam, PVC, doğal, silikon veya sentetik kauçuk, kromlu, boyalı, ya da kaplamalı yüzeyler).
- Herhangi bir şüphe durumunda, ürün sürdürülebilirliğini, göze çarpmayan bir yerde test edin.

DİKKAT	<p>Yüzey Hasarı Farklı dezenfektanların ve/veya dezenfektanlar ile temizleme maddelerinin birlikte kullanımı, ürün performansını azaltabilir ve ürünün yüzeylerine zarar verebilir.</p>
---------------	--

Genel olarak, bir dezenfektan seçerken mümkün olduğunca az alkol içerdiğinden emin olun İdeal olarak, ilk 5 bileşen alkol olmamalı veya bunlar "<%5" miktarlarıyla listelenmelidir.

Dezenfektanlar hakkında başka sorularınız varsa veya kliniğiniz yukarıda listelenen dezenfektanlara izin vermiyorsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:

Telefon: +49 (0) 89 / 420 96 - 0

e-posta: info@mavig.com

3,4. Bakım ve Onarım

MAVIG GmbH, kendi ürünlerini yetkili satıcılar aracılığıyla dağıtır. Bu satıcılar ürünün servis, bakım ve onarımı hakkında gerekli teknik bilgilere sahiptir. Yukarıda belirtilen hizmetlerden herhangi birine ihtiyacınız olması durumunda lütfen öncelikle yetkili satıcınıza ulaşın.

DİKKAT	<p>Hizmet ömrünün aşılması nedeniyle sistemin/cihazın aşınması ve yıpranması, cihaz parçalarının aşınması ve güvensiz hale gelmesi durumunda kişisel yaralanmalara ve maddi hasara yol açabilir.</p> <p>Hizmet verilebilirlik on yıl sonra sona erer.</p>
---------------	--

Cihazın bakımı ve onarımı sadece yetkili bakım personeli tarafından yapılabilir.

MD-69, MD-69-PH, MD71x, MD73'ün bakım ve onarımı hakkında bilgiler:

Operatör, ürünü düzenli aralıklarla, ancak en geç üç ayda bir, aşağıdaki şekilde kusurlara karşı incelemelidir:

- Döner tekerlekler pürüzsüz ve sessiz çalışır.
- Tekerlek frenlerinin güvenli bir şekilde serbest bırakılması ve tutulması.
- Hasar veya diğer ekipmanlarla çarpışma belirtileri. Hasar veya olağandışı gürültü durumunda, sistemi güvenli bir yerde saklayın ve üreticiyle iletişime geçin.

DİKKAT	<p>İşlevsel kusurlar veya normal çalışma davranışından başka sapmalar olması durumunda, tüm kusurlar giderilene kadar Sistemleri (MD-69, MD-69-PH, MD71x, MD73) tekrar çalıştırmayın.</p>
---------------	--

MD-69 ve MD-69-PH'nin bakım ve onarımı hakkında bilgiler:

DİKKAT	<p>Bazı sabitleme parçaları belirli bir tork ve Loctite ile sabitlenir. Vidalar gevşetilmemelidir! Bu durum sistemin düzgün çalışmasını, güvenliğini ve güvenilirliğini olumsuz etkileyebilir.</p>
---------------	--

Aşağıdaki kontrol yılda en az bir kez yapılmalıdır:

- Gevşek bağlantılar ve vidalar olup olmadığını kontrol edin.

MD71x'in bakım ve onarımı hakkında bilgiler:

GÜVENLİKLE-İLGİLİ	<p>Bakımdan önce sistemi güç devresinden ayırın. Bakım sırasında işlevler gerilim altında test edilecekse, ilgili işlem tamamlandıktan hemen sonra cihazın şebeke bağlantısı tekrar kesilmelidir</p>
--------------------------	---

- Bakım için sadece asitsiz gresler kullanılabilir.

Aşağıdaki kontroller yılda en az bir kez yapılmalıdır:

- Cihazda hasar ve eksik parça olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, hasarlı parçaları değiştirin veya değiştirilmelerini sağlayın.
- Özellikle bağlantı noktalarındaki tüm kabloların bütünlüğünü kontrol edin, gerekirse müşteriye danıştıktan sonra değiştirin. Kablo halkalarının yeterli uzunlukta olup olmadığını kontrol edin.
- Monitörlerin dengeli oturması önemlidir.

3.5 Kalibrasyon ve Doğrulama

DİKKAT	Ürünün kullanımından önce gözle görünür hasarlar için kontrol edin. Hasarlı bir ürünü kullanmayın!
---------------	--

3.6. Garanti

Genel iş şartlarımız uygulanmaktadır. Bu, en geç satış sözleşmesinin tamamlanmasının ardından operatöre verilecektir.

MAVIG, ürünün / sistemin güvenliğini veya güvenilirliğini ancak aşağıdaki esaslarda garanti eder:

- Ürün/sistem, sadece kullanım amacı kapsamında kullanılır ve kullanımı, bu kullanım talimatlarında verilen bilgilere uygundur.
- Sadece MAVIG tarafından belirtilen orijinal, yetkili ikame parçalar veya aksesuarlar kullanılmaktadır. İzinsiz parçaların kullanımı, bilinmeyen riskleri içerir ve her zamandan bundan kaçılması zorunludur.
- Ürüne/sisteme herhangi bir izinsiz yapısal veya diğer değişiklikler yapılamaz. Ürünlerde olabilecek izinsiz değişiklikler veya tadiller, güvenlik sebepleri ile yasaktır.
- Ürün/sistem, düzenli olarak incelenir ve belirli zamanlarda servis bakımı yapılır.

İmalatçının işçilik ve malzemeye dair garanti süresi, 24 aydır.

4. Depolama, Nakliye, Raf Ömrü

Sadece kapalı veya örtülü alanlarla saklanır.

Nakliye ve depolama koşulları:

- Sıcaklık: -20° ila +70°C (-4 ila 158°F)
- Bağıl nem: 0 ila maks. %95 bağı. nem (yoğuşmasız)
- Hava basıncı: 70 ila 106 kPa

Çalışır durumda:

- -Sıcaklık: +10°C ila +40°C (50 ila 104°F)
- Bağıl nem: 20 ila maks. 75% bağı. nem
- Hava basıncı: 70 ila 106 kPa

5. Teknik Veri

Lütfen, ürünün teknik performans hakkında, www.mavig.com adresinde yayınladığımız ürün veri sayfalarından ve web sitemizde yer alan ürün kataloglarımızdan bilgi edinin ya da bize ulaşın:

e-posta info@mavig.com Telefon +49 (0) 89 420 96 - 0

6. Hizmetten çıkarma ve İmha

Cihaz, hasarlıysa ya da bakım testini geçemediyse işletmeden çıkarılmak zorundadır.

Cihaz, ülkenize özgü düzenlemelere göre imha edilmek zorundadır.

Herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin:

e-posta info@mavig.com Telefon +49 (0) 89 420 96 - 0



WORLDWIDE MAVIG OFFICES

REPRESENTATION

MAVIG GmbH
 Headquarters

PO-Box 82 03 62
 81803 Munich
 Germany

Stahlgruberring 5
 81829 Munich
 Germany

Phone +49 (0) 89 420 96 0
 Fax +49 (0) 89 420 96 200
 e-Mail info@mavig.com

Nordic & Baltic Countries
MAVIG Nordic

Stockholm
 Sweden

Phone +46 (0) 722 25 25 68
 e-Mail larsson@mavig.com

Benelux, GB, Ireland
MAVIG B.V.

Merturiusweg 86
 2516 AW Den Haag
 Netherlands

Phone +31 (0) 70 33 11 688
 Mobile +31 (0) 61 595 43 48
 e-Mail simmonds@mavig.nl

France
MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Flyésés
 F-75008 Paris
 France

Phone +33 (0)1 30 59 46 23
 Fax +33 (0)1 30 59 46 23
 e-Mail info@mavig.fr

Southeast Europe
MAVIG Southeast Europe

Ljubljana
 Slovenia

Phone +385 (40) 6 33 900
 e-Mail degak@mavig.com

USA & Canada

Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
 Rochester, NY 14606
 USA

Phone +1 (585) 247 1212
 Fax +1 (585) 247 1396
 e-Mail mavigusa@mavig.com

Middle East & Northern Africa
Mena Medical Development

Ashrafieh – Adieh Square – Afiane St.
 – Aloustany Building, 5th floor
 Beirut
 Lebanon

Phone +961 14 23 499
 Fax +961 14 26 499
 e-Mail mavig@mena-md.com

Russian Federation

AO Sante Medical Systems

Novodmitrovskaya 2, bld.1
 127015 Moscow
 Russia

Phone +7 499 551 55 73/75
 e-Mail info@sante.ru

www.mavig.com