



Produktový rad

OT - Protiradiačné ochranné štíty, pre hornú časť stola



Výrobky

OT50001, OT50001-xx
OT50001I, OT50001I-xx
OT50001FA, OT50001FA-xx
OT50001IFA, OT50001IFA-xx
OT50002, OT50003, OT50011
OT54001, OT54001-xx
OT54001I, OT54001I-xx
OT54001FA, OT54001FA-xx
OT54001IFA, OT54001IFA-xx
OT80001, OT80002, OT80003
OT81001
OT94001, OT94001-xx
OT94001I, OT94001I-xx
OT90001, OT90001-xx

www.mavig.com/eifu

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für MAVIG entschieden haben. Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter dem Link der Überschrift.

EN

Thank you for buying MAVIG products. The instruction for use can be found under the link in the headline.

BG

Благодарим Ви за закупените продукти на MAVIG. Ръководството за употреба може да изтеглите от линка в заглавието.

CS

Děkujeme vám za zakoupení výrobků MAVIG. Návod k použití naleznete prostřednictvím odkazu v nadpisu.

DA

Tak fordi, du har købt MAVIG-produkter. Instruksen til brug kan findes under linket i overskriften.

ET

Täname, et soetasite ettevõtte MAVIG toote. Kasutusjuhised leiate pealkirjas olevalt lingilt.

ES

Le damos las gracias por comprar productos de MAVIG. Las instrucciones pueden encontrarse en el enlace en el titular.

FI

Kiitos, että ostit MAVIG-tuotteita. Käyttöohje löytyvät otsikon linkistä.

FR

Merci d'avoir acheté des produits MAVIG. Vous trouverez le mode d'emploi sous le lien dans le titre.

EL

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της MAVIG. Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμα μέσω του συνδέσμου που αναγράφεται στον τίτλο.

HU

Köszönjük, hogy MAVIG terméket vásárolt. A használati útmutató a fejlécben szereplő hivatkozáson keresztül érhető el.

IT

Grazie per aver acquistato prodotti MAVIG. Le istruzioni per l'uso possono essere consultati al link sul titolo.

LT

Ačiū, kad įsigijote MAVIG produktą. Naudojimo rasite atvėrę pavadinime esančią nuorodą.

LV

Paldies, ka iegādājāties MAVIG produktus. Lietošanas instrukciju meklējiet virsrakstā iekļautajā saitē.

NL

Hartelijk dank voor het kopen van MAVIG-producten. De gebruiksaanwijzing vindt u via de link in de kop.

NO

Takk for at du har valgt MAVIG-produkter. Instruksjonene for bruk er tilgjengelige under lenken i overskriften.

PL

Dziękujemy za zakup produktów MAVIG. Instrukcja dotycząca obsługi znajduje się w linku w nagłówku.

PT

Obrigado por comprar produtos da MAVIG. As instruções de utilização estão disponíveis na ligação que se encontra no título.

RO

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor MAVIG. Instrucțiunile de utilizare se găsesc în link-ul din titlu.

SV

Tack för att du köper MAVIG-produkter. Bruksanvisningen finns under länken i rubriken.

SK

Ďakujeme vám, že si kupujete výrobky spoločnosti MAVIG. Návod na použitie nájdete na odkaze v záhlaví.



ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu výrobku MAVIG. Pozorne si prečítajte tento dokument a postupujte podľa všetkých bezpečnostných pokynov a informácií.

Návod na použitie je súčasťou výrobku a musí sa preto uschovať v bezprostrednej blízkosti, aby bolo možné kedykoľvek vyhľadať dôležité informácie a bezpečnostné upozornenia k používaniu.

Neodovzdávajte výrobok bez platného návodu na použitie tretím stranám.

V prípade otázok alebo komentárov k našim výrobkom nás kontaktujte.

Kontaktné informácie

Pre prípadné otázky alebo komentáre nájdete na konci tohto návodu kontaktné údaje pre svoju miestnu pobočku MAVIG.

Vylúčenie zodpovednosti

Obsah tohto návodu slúži výlučne na informačné účely. Popísané výrobky sa v priebehu nepretržitého ďalšieho vývoja môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť MAVIG preberá na tento návod a výrobky len záruku vyplývajúcu z ručenia výrobcu.

Spoločnosť MAVIG nepreberá zodpovednosť za neautorizované zmeny výrobku alebo použitie výrobku na účely, ktoré nie sú predpokladané. Spoločnosť MAVIG nepreberá zodpovednosť za prevádzku alebo zmeny, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Pretože zmeny v rozpore s predpismi môžu zhoršiť správnu prevádzku, bezpečnosť alebo spoľahlivosť výrobku, vyžadujú si zmeny výrobku písomnú autorizáciu spoločnosťou MAVIG.

Zmeny

Výrobky MAVIG sa nepretržite ďalej vyvíjajú. Spoločnosť MAVIG si vyhradzuje právo na zmenu návodu, obalu, vybavenia alebo technických údajov, ako aj rozsahu dodávky bez predchádzajúceho upozornenia.

Preklady

Originál dokumentu je vyhotovený v nemčine. V prípade prekladu je smerodajné nemecké znenie.

Autorské práva a registrované značky

Všetky práva vyhradené. Tento návod je chránený autorským právom. MAVIG je registrovaná značka. Všetky ďalšie značky zmienené v tomto návode sú vlastníctvom príslušného výrobcu.

INDEX

1.	Všeobecné upozornenia	5
1.1.	Výrobca	5
1.2.	Obsluha a personál obsluhy	5
1.3.	Symbody, bezpečnostné a výstražné upozornenia	5
1.4.	Oznamovacia povinnosť v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745	5
2.	Informácie o výrobku	7
2.1.	Opis výrobku	7
2.2.	Stanovený účel	7
2.3.	Kontraindikácie a vylúčenia zodpovednosti	7
2.4.	Identifikácia	7
2.5.	Označenie CE	7
2.6.	Príslušenstvo a náhradné diely	7
3.	Inštalácia a používanie	8
3.1.	Používateľské prostredie	8
3.2.	Inštalácia, spôsoby pripojenia, pripojenia	8
3.3.	Čistenie, dezinfekcia, sterilizácia	8
3.3.1.	Čistenie	8
3.3.2.	Dezinfekcia	9
3.4.	Údržba a opravy	10
3.5.	Kalibrácia a kontrola	11
3.6.	Záruka	11
4.	Skladovanie, preprava, životnosť	12
5.	Technické údaje	12
6.	Vyradenie z prevádzky a likvidácia	12

1. Všeobecné upozornenia

1.1. Výrobca

MAVIG GmbH
Stahlgruberring 5
81829 München
Nemecko

Telefón +49 (0) 89 420 96 – 0
Fax +49 (0) 89 420 96 – 200

E-mail info@mavig.com
Web www.mavig.com



1.2. Obsluha a personál obsluhy

Výrobok smie obsluhovať, čistiť a dezinfikovať výlučne odborný personál (lekárske a rádiologické odborné znalosti v súlade s predpismi konkrétnej krajiny).

Návod na použitie je platný až po riadne vykonanom prvom uvedení do prevádzky.

Pred prvým použitím sa musia všetky časti výrobku dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať.

1.3. Symboly, bezpečnostné a výstražné upozornenia

BEZPEČNOSŤ	Bezpečnostné upozornenia sú záväzne a musia sa dodržiavať. Ich nedodržanie by mohlo mať za následok zranenie alebo smrť jednej alebo viacerých osôb. Pred uvedením systému do prevádzky si tieto upozornenia musíte prečítať.
POZOR	Je potrebné dodržiavať upozornenia na opatrnosť, pretože inak môže dôjsť k poškodeniam prístrojov alebo funkčným poruchám . Pred uvedením systému do prevádzky si tieto upozornenia musíte prečítať.
	Nesterilizovateľné Výrobok sa nesmie sterilizovať etylénoxidom, ožarovaním, technikami aseptického spracovania, parou ani suchým teplom.
	Zdravotnícka pomôcka Indikuje, že ide o zdravotnícku pomôcku.

1.4. Oznamovacia povinnosť v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745

V súlade s príslušnými právnymi predpismi sa musia závažné udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti so zdravotníckou pomôckou MAVIG, nahlásiť spoločnosti MAVIG a príslušným orgánom krajiny, v ktorej je používateľ činný. V tomto zmysle je povinné nahlasovať prípady, keď použitie

zdravotníckej pomôcky priamo alebo nepriamo viedlo, mohlo by viesť alebo mohlo viesť k smrti alebo k dočasnému alebo trvalému závažnému zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby.

2. Informácie o výrobku

2.1. Opis výrobku

O variantoch výrobkov a o technickej výkonnosti sa informujte v našich kartách s informáciami k výrobku a produktových katalógoch, ktoré nájdete na našej internetovej stránke www.mavig.com.

2.2. Stanovený účel

Protiradiačné ochranné štíty pre hornú časť stola slúžia na ochranu zdravotníckeho odborného personálu pred ionizujúcim žiarením. Produkty sú určené na použitie v klimatizovaných zdravotníckych zariadeniach, ako sú kliniky, nemocnice a lekárske ambulancie. Produkty používa výlučne zdravotnícky špecializovaný personál, ako napr. lekári a asistenti.

2.3. Kontraindikácie a vylúčenia zodpovednosti

Akýkoľvek iný stanovený účel ako ten, ktorý je opísaný, je v rozpore s účelom použitia. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody, ktoré z toho vyplývajú. Neinštalujte v miestnostiach s MRT.

2.4. Identifikácia

Výrobok je možné jednoznačne identifikovať na základe typového štítku/produktového štítku pripevneného na výrobku. Nájdete na ňom minimálne nasledujúce informácie:

Názov výrobku
Výrobca a adresa
Sériové číslo

2.5. Označenie CE



Výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach 2017/745 (MDR). Zhoda CE výrobku je označená symbolom CE na typovom štítku.

2.6. Príslušenstvo a náhradné diely

Tento výrobok sa smie používať iba s náhradnými dielmi a príslušenstvom schválenými výrobcom. Nedodržanie tohto pokynu vedie k zrušeniu akejkoľvek povinnosti niest zodpovednosť alebo záručnej povinnosti zo strany výrobcu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa výrobok používal iba so schválenými náhradnými dielmi a príslušenstvom. Použitie iných dielov predstavuje neznáme riziká a je potrebné vyhnúť sa mu za každých okolností.

Informácie o dostupných náhradných dieloch a príslušenstve nájdete v našich listoch technických údajoch, ktoré sú dostupné na našej internetovej stránke www.mavig.com alebo kontaktujte náš zákaznícky servis:

E-mail info@mavig.com

alebo

Telefón +49 (0) 89 420 96 – 0.

BEZPEČNOSŤ

Použitie náhradných dielov tretích strán môže zhoršiť bezpečnosť výrobku a viesť k poškodeniam, chybnnej funkčnosti alebo úplnej poruche. Používajte preto iba originálne náhradné diely!

3. Inštalácia a používanie

3.1. Používateľské prostredie

Pri používaní výrobku by mali teplota a vlhkosť v miestnosti zostať v rozmedzí normálnych pracovných podmienok.

3.2. Inštalácia, spôsoby pripojenia, pripojenia

Výrobok MAVIG musí byť správne nainštalovaný v súlade s inštalačným návodom priloženým k výrobku/systému. Nedodržanie návodu môže mať za následok nestabilitu produktu/systému a/alebo neplnenie ich funkcií

Správna inštalácia je opísaná v manuáli POR03Oxx.

3.3. Čistenie, dezinfekcia, sterilizácia


3.3.1. Čistenie

Pri utieraní všetkých povrchov:

- Používajte mäkké handričky bez obsahu čiastočiek a zvyškov po inom čistení.
- Handričku iba mierne navlhčíte. V prípade potreby použite jemný mydlový roztok alebo komerčne dostupný umývací prostriedok.
- Zaistite, aby do prístroja počas čistenia neprenikla žiadna tekutina.
- Následne utrite ošetrované plochy dosucha.

POZOR	Poškodenie produktu Nepoužívajte agresívne, abrazívne, leptavé, bieliace, zásadité, kyslé alebo korozívne pôsobiacie čistiace alebo leštiace prostriedky (napr.: riedidlo, acetón, abrazívny prostriedok, chlór atď.).
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platí iba pre OT54xx a OT94xx: Čistenie závesu ComforTex® HPMF
 Pre protiradiačný ochranný záves platia nasledujúce označenia:



Čerstvé znečistenia spravidla možno utrieť pomocou teplého roztoku čistiaceho prostriedku s teplotou cca 20 °C a mäkkou handričkou. Na odolné znečistenie odporúčame použiť 10 % vodný roztok tiosíranu sodného.

V prípade tekutín s obsahom bielkovín (ako napr. krvi) použite na čistenie studenú vodu. Uistite sa, že handrička je vlhká a nie mokrá.

3.3.2. Dezinfekcia

Dezinfikujte iba utieraním.

- Do zariadenia nemôžu vniknúť žiadne tekutiny.
- Aplikovaný dezinfekčný proces musí byť v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami a smernicami.
- Za hygienické postupy a podmienky zodpovedá prevádzkovateľ a je povinný určiť ich.
- Dbajte na znášanlivosť materiálov (napr. ušľachtilá oceľ, hliník, plast, akryl s obsahom olova, olovnaté sklo, PVC, prírodný, silikónový alebo syntetický kaučuk, pochrómované, lakované alebo potiahnuté povrchy).
- V prípade pochybností otestujte vhodnosť výrobku na nenápadnom mieste.

POZOR	Poškodenia povrchu Zmiešanie rôznych dezinfekčných prípravkov a/alebo zmiešanie dezinfekčných prípravkov s čistiacimi prostriedkami môže zhoršiť účinnosť výrobku a/alebo poškodiť povrch výrobku.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platí iba pre OT54xx a OT94xx: Dezinfekcia závesu ComforTex® HPMF

Dezinfekciu by vždy malo predchádzať čistenie.

POZOR	Poškodenie produktu Nepoužívajte dezinfekčné prostriedky na báze účinných zložiek, alkoholy, čisté alkoholy (napr. etanol, izopropanol) a dezinfekčné prostriedky s oxidačným účinkom, ani dezinfekčné prostriedky s obsahom soli a štiepiace chlór, ktoré narušujú povrch a potahové materiály silnejšie ako dezinfekčné prostriedky na inej chemickej báze.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezinfekciu utretím realizujte pri nízkom mechanickom tlaku. Na udržanie vlastností našich výrobkov odporúčame používať nasledujúce dezinfekčné prostriedky. Vezmite pritom na vedomie nasledujúce informácie:

- Nami vykonané testy nezodpovedajú žiadnym certifikovaným ani štandardizovaným testovacím postupom, takže nemôžeme udeliť žiadny súhlas, ale iba dať odporúčanie.
- Pretože nedokážeme ovplyvniť výrobu a suroviny na produkciu dezinfekčných prostriedkov, musíme odmietnuť akékoľvek záručné plnenie vzťahujúce sa na „stabilitosť dezinfekčných prostriedkov“.
- Účinnosť plošného dezinfekčného prostriedku sa nebrala do úvahy. Je potrebné dodržiavať návod na použitie dezinfekčného prostriedku.
- Na základe predchádzajúcich dôvodov vylučuje spoločnosť MAVIG akékoľvek záručné plnenie alebo zodpovednosť za následné škody.

Dezinfekčný prostriedok	Výrobca	Účinná báza
Microbac forte	BODE Chemie GmbH	Kvartérne zlúčeniny, alkylamínový derivát
Kohrsolin FF	BODE Chemie GmbH	Aldehyd, kvartérne zlúčeniny
Antifect FF	Schülke & Mayr GmbH	Kvartérna zlúčenina, aldehyd
Dezinfekčné utierky Microzid Sensitiv	Schülke & Mayr GmbH	Kvartérne zlúčeniny
Utierky vlhčené roztokom Microbac Tissues	BODE Chemie GmbH	Kvartérne zlúčeniny

Vo všeobecnosti by sa pri výbere dezinfekčného prostriedku malo dbať na to, aby obsahoval čo najmenej alkoholov. V ideálnom prípade prvých 5 zložiek nie sú alkoholy, resp. ich množstvo je špecifikované ako hodnota „< 5 %“.

3.4. Údržba a opravy


Spoločnosť MAVIG GmbH predáva svoje výrobky iba prostredníctvom autorizovaných predajcov. Títo predajcovia majú potrebné odborné znalosti o údržbe, servise a oprave výrobku. Obráťte sa preto najskôr na svojho autorizovaného zmluvného partnera.

Interval a rozsah údržby je špecifikovaný v dokumente POR02Gxx.

Platí iba pre OT50xxx, OT54xxx OT90xxx a OT94xxx:

Nastavenie guľového kĺbu:

Je potrebné skontrolovať ľahký pohyb guľového kĺbu medzi spojovacím prvkom (3) a ochrannou clonou proti žiareniu (1). Na tento účel musí byť ochranná clona proti žiareniu nastavená v rôznych polohách. Po každom procese nastavenia musí clona zostať v predtým zvolenej polohe. V opačnom prípade možno guľový kĺb rovnomerne prestaviť pomocou štyroch závitových kolíkov (4) imbusovým kľúčom (2).



Použité nástroje:

imbusový kľúč SW 2 mm

Upozornenie:

1. Pri uvoľnení závitových kolíkov musí byť ochranná clona proti žiareniu zabezpečená proti preklopeniu, aby sa predišlo poškodeniam.
2. Guľový kĺb sa v žiadnom prípade nesmie dodatočne ošetrovať mazacími prostriedkami.

3. Skrutky na strane upevnenia nesmú byť v žiadnom prípade uvoľnené, inak bude guľový kĺb nestabilný.

3.5 Kalibrácia a kontrola

POZOR	Pred každým používaním skontrolujte vonkajšie poškodenia produktu. Poškodený výrobok už nikdy nepoužívajte!
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodržiujte dodatočné národné požiadavky na periodickú kontrolu systémov ochrany pred žiarením.

3.6. Záruka

V zásade platia naše „Všeobecné obchodné podmienky“. Tieto sú prevádzkovateľovi k dispozícii najneskôr od uzatvorenia zmluvy.

Spoločnosť MAVIG zaručuje bezpečnosť a funkčnosť výrobku/systému iba pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- výrobok/systém sa používa výlučne na určený účel a je prevádzkovaný v súlade s informáciami v tomto návode na použitie.
- Používajú sa iba originálne, spoločnosťou MAVIG definované, schválené náhradné diely alebo príslušenstvo, aj od tretích strán. Použitie iných dielov predstavuje neznáme riziká a je potrebné vyhnúť sa mu za každých okolností.
- Na výrobku/systéme sa nevykonávajú žiadne svojvoľné konštrukčné alebo iné zmeny. Svojvoľné zmeny alebo prestavby výrobku z bezpečnostných dôvodov nie sú povolené.
- Kontrolné a údržbové práce sa vykonávajú podľa stanovených časových intervaloch.

Záruka výrobcu na spracovanie a použité materiály je 24 mesiacov.

4. Skladovanie, preprava, životnosť

Pred uskladnením iba v uzavretých alebo zakrytých priestoroch.

Preprava a skladovacie podmienky:

- Teplota: od -20 °C do +70 °C
- Relatívna vlhkosť vzduchu: max. 95 %
- Tlak vzduchu: od 700 hPa do 1060 hPa

Prevádzka:

- Teplota: od +10 °C do +70 °C
- Relatívna vlhkosť vzduchu: od 20 % do max. 75 %
- Tlak vzduchu: od 700 hPa do 1060 hPa

5. Technické údaje

O technickej výkonnosti výrobku sa informujte v našich kartách s informáciami k výrobku a produktových katalógoch, ktoré nájdete na našej internetovej stránke www.mavig.com, alebo kontaktujte náš zákaznícky servis:

E-mail	info@mavig.com	Telefón	+49 (0) 89 420 96 – 0
--------	----------------------------------------------------	---------	-----------------------

6. Vyradenie z prevádzky a likvidácia

Ak sa zariadenie poškodilo alebo neobstálo pri kontrole údržby, musí sa vyradiť prevádzky.

Zariadenie sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.

V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail	info@mavig.com	Telefón	+49 (0) 89 420 96 – 0
--------	----------------------------------------------------	---------	-----------------------

DISCLAIMER

Dear Customer,

Thank you for choosing a MAVIG product. Please read this document carefully and follow all safety relevant instructions and notes.

The manual is part of the product and must therefore be kept in a place close to it so that important information and safety instructions for use can be looked up at any time.

Do not pass the product on to third parties without the valid instructions for use.

Please contact us if you have questions or comments about our products.

Contact information

If you have any questions or comments, you will find contact information for your local MAVIG subsidiary at the end of this manual.

Disclaimers

The content of this manual is for information purposes only. The products described are subject to change without notice in the course of continuous development.

MAVIG only assumes warranty for this manual and the products within the scope of the manufacturer's liability.

MAVIG is not responsible for unauthorized modifications made to the product or use of the product for unintended purposes. MAVIG cannot be held liable for improper operation and modifications. Since improper modifications may affect the correct operation, safety or reliability of the product, product modifications require written authorization from MAVIG.

Changes

MAVIG products are constantly being further developed. MAVIG reserves the right to change the manual, packaging, equipment or technical specifications as well as scope of delivery without notice.

Translations

The original document is in German. In the event of a translation, the German version shall remain the authoritative version.

Copyright and trademarks

All rights reserved. These instruction is protected by copyright. MAVIG is a registered trademark. All other trademarks mentioned in these instruction are the property of the respective manufacturer.



MAVIG GmbH Headquarters

PO Box 82 03 62
81803 Munich
Germany

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Germany

Phone +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail info@mavig.com

Nordic & Baltic Countries MAVIG Nordic

Stockholm
Sweden

Phone +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail larsson@mavig.com

Benelux, GB, Ireland MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86
2516 AW Den Haag
Netherlands

Phone +31 (0) 70 33 11 688
Mobile +31 (0) 61 595 43 48
e-Mail simmonds@mavig.nl

France MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Élysées
F-75008 Paris
France

Phone +33 (0)1 30 59 46 23
Fax +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail info@mavig.fr

WORLDWIDE MAVIG OFFICES

Southeast Europe MAVIG Southeast Europe

Ljubljana
Slovenia

Phone +386 (40) 6 33 900
e-Mail dejak@mavig.com

China MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

Room #1010, Floor 9
#609 Wang Jing Yuan
Chaoyang District
Beijing 100102, P.R.China

Phone +86 - 10 - 64 78 19 21
Fax +86 - 10 - 64 78 19 21
Mobile +86 - 13 70 122 85 86
e-Mail zhang@mavig.com

REPRESENTATION

USA & Canada Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
USA

Phone +1 (585) 247 1212
Fax +1 (585) 247 1395
e-Mail mavigusteam@mavig.com

Middle East & Northern Africa Mena Medical Development

Ashrafieh - Adlieh Square - Alfaras St.
- Alboustany Building, 5th floor
Beirut
Lebanon

Phone +961 14 23 499
Fax +961 14 26 499
e-Mail mavig@mena-md.com

Russian Federation AO Sante Medical Systems

Novodmitrovskaya 2, bld.1
127015 Moscow
Russia

Phone +7 499 551 55 73/75
e-Mail info@sante.ru

www.mavig.com