



Produktový rad

WD – Mobilné protiradiačné ochranné zásteny



Výrobky / Products

| | |
|-------|--|
| WD204 | WD204-(-0507-0517), WD204-(2007-2017) |
| WD254 | WD2541B, WD2542B, WD254-99 |
| WD255 | WD2551A, WD2551B, WD2552A, WD2552B, WD255-99 |
| WD257 | WD2571, WD25720, WD25721, WD25722, WD257-99 |
| WD258 | WD258-99 |
| WD260 | WD260/100/81/E, WD260-99 |
| WD261 | WD26105, WD26105-S |
| WD300 | WD300, WD300-99 |
| WD302 | WD3021, WD302-99 |
| WD304 | WD3041, WD304-99 |
| WD306 | WD306/0,5/1000, WD306/0,5/1300, WD306/1,0/1000, WD306/1,0/1300 |
| WD310 | |
| WD504 | WD504-(0507-0517), WD504-(2007-2017) |
| WD-99 | |

www.mavig.com/eifu

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für MAVIG entschieden haben. Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter dem Link der Überschrift.

EN

Thank you for buying MAVIG products. The instruction for use can be found under the link in the headline.

BG

Благодарим Ви за закупените продукти на MAVIG. Ръководството за употреба може да изтеглите от линка в заглавието.

CS

Děkujeme vám za zakoupení výrobků MAVIG. Návod k použití naleznete prostřednictvím odkazu v nadpisu.

DA

Tak fordi, du har købt MAVIG-produkter. Instruksen til brug kan findes under linket i overskriften.

ET

Täname, et soetasite ettevõtte MAVIG toote. Kasutusjuhised leiata pealkirjas olevalt lingilt.

ES

Le damos las gracias por comprar productos de MAVIG. Las instrucciones pueden encontrarse en el enlace en el titular.

FI

Kiitos, että ostit MAVIG-tuotteita. Käyttöohje löytyvät otsikon linkistä.

FR

Merci d'avoir acheté des produits MAVIG. Vous trouverez le mode d'emploi sous le lien dans le titre.

EL

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της MAVIG. Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμα μέσω του συνδέσμου που αναγράφεται στον τίτλο.

HU

Köszönjük, hogy MAVIG terméket vásárolt. A használati útmutató a fejlécben szereplő hivatkozáson keresztül érhető el.

IT

Grazie per aver acquistato prodotti MAVIG. Le istruzioni per l'uso possono essere consultati al link sul titolo.

LT

Ačiū, kad įsigijote MAVIG produktą. Naudojimo rasite atvėrę pavadinime esančią nuorodą.

LV

Paldies, ka iegādājāties MAVIG produktus. Lietošanas instrukciju meklējiet virsrakstā iekļautajā saitē.

NL

Hartelijk dank voor het kopen van MAVIG-producten. De gebruiksaanwijzing vindt u via de link in de kop.

NO

Takk for at du har valgt MAVIG-produkter. Instruksjonene for bruk er tilgjengelige under lenken i overskriften.

PL

Dziękujemy za zakup produktów MAVIG. Instrukcja dotycząca obsługi znajduje się w linku w nagłówku.

PT

Obrigado por comprar produtos da MAVIG. As instruções de utilização estão disponíveis na ligação que se encontra no título.

RO

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor MAVIG. Instrucțiunile de utilizare se găsesc în link-ul din titlu.

SV

Tack för att du köper MAVIG-produkter. Bruksanvisningen finns under länken i rubriken.

SK

Ďakujeme vám, že si kupujete výrobky spoločnosti MAVIG. Návod na použitie nájdete na odkaze v záhlaví.



ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu výrobku MAVIG. Pozorne si prečítajte tento dokument a postupujte podľa všetkých bezpečnostných pokynov a informácií.

Návod na použitie je súčasťou výrobku a musí sa preto uschovať v bezprostrednej blízkosti, aby bolo možné kedykoľvek vyhľadať dôležité informácie a bezpečnostné upozornenia k používaniu.

Neodovzdávajte výrobok bez platného návodu na použitie tretím stranám.

V prípade otázok alebo komentárov k našim výrobkom nás kontaktujte.

Kontaktné informácie

Pre prípadné otázky alebo komentáre nájdete na konci tohto návodu kontaktné údaje pre svoju miestnu pobočku MAVIG.

Vylúčenie zodpovednosti

Obsah tohto návodu slúži výlučne na informačné účely. Popísané výrobky sa v priebehu nepretržitého ďalšieho vývoja môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť MAVIG preberá na tento návod a výrobky len záruku vyplývajúcu z ručenia výrobcu.

Spoločnosť MAVIG nepreberá zodpovednosť za neautorizované zmeny výrobku alebo použitie výrobku na účely, ktoré nie sú predpokladané. Spoločnosť MAVIG nepreberá zodpovednosť za prevádzku alebo zmeny, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Pretože zmeny v rozpore s predpismi môžu zhoršiť správnu prevádzku, bezpečnosť alebo spoľahlivosť výrobku, vyžadujú si zmeny výrobku písomnú autorizáciu spoločnosťou MAVIG.

Zmeny

Výrobky MAVIG sa nepretržite ďalej vyvíjajú. Spoločnosť MAVIG si vyhradzuje právo na zmenu návodu, obalu, vybavenia alebo technických údajov, ako aj rozsahu dodávky bez predchádzajúceho upozornenia.

Preklady

Originál dokumentu je vyhotovený v nemčine. V prípade prekladu je smerodajné nemecké znenie.

Autorské práva a registrované značky

Všetky práva vyhradené. Tento návod je chránený autorským právom. MAVIG je registrovaná značka. Všetky ďalšie značky zmienené v tomto návode sú vlastníctvom príslušného výrobcu.

INDEX

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Všeobecné upozornenia | 5 |
| 1.1. | Výrobca | 5 |
| 1.2. | Obsluha a personál obsluhy | 5 |
| 1.3. | Symboly, bezpečnostné a výstražné upozornenia | 5 |
| 1.4. | Oznamovacia povinnosť v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745 | 5 |
| 2. | Informácie o výrobku | 6 |
| 2.1. | Opis výrobku | 6 |
| 2.2. | Stanovený účel | 6 |
| 2.3. | Kontraindikácie a vylúčenia zodpovednosti | 6 |
| 2.4. | Identifikácia | 6 |
| 2.5. | Označenie CE | 6 |
| 2.6. | Príslušenstvo a náhradné diely | 6 |
| 3. | Inštalácia a používanie | 7 |
| 3.1. | Používateľské prostredie | 7 |
| 3.2. | Inštalácia, spôsoby pripojenia, pripojenia | 7 |
| 3.3. | Čistenie, dezinfekcia, sterilizácia | 7 |
| 3.3.1. | Čistenie | 7 |
| 3.3.2. | Dezinfekcia | 8 |
| 3.4. | Údržba a opravy | 9 |
| 3.5. | Kalibrácia a kontrola | 9 |
| 3.6. | Záruka | 9 |
| 4. | Skladovanie, preprava, životnosť | 10 |
| 5. | Technické údaje | 10 |
| 6. | Vyradenie z prevádzky a likvidácia | 10 |

1. Všeobecné upozornenia

1.1. Výrobca

MAVIG GmbH
Stahlgruberring 5
81829 München
Nemecko

Telefón +49 (0) 89 420 96 – 0
Fax +49 (0) 89 420 96 – 200

E-mail *info@mavig.com*
Web *www.mavig.com*

1.2. Obsluha a personál obsluhy

Výrobok smie obsluhovať, čistiť a dezinfikovať výlučne odborný personál (lekárske a rádiologické odborné znalosti v súlade s predpismi konkrétnej krajiny).

Návod na použitie je platný až po riadne vykonanom prvom uvedení do prevádzky.

Pred prvým použitím sa musia všetky časti výrobku dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať.


1.3. Symboly, bezpečnostné a výstražné upozornenia

RELEVANTNÉ PRE BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné upozornenia sú záväzne a musia sa dodržiavať. Ich nedodržanie by mohlo mať za následok **zranenie** alebo **smrť** jednej alebo viacerých osôb. Pred uvedením systému do prevádzky si tieto upozornenia musíte prečítať.

POZOR

Je potrebné dodržiavať upozornenia na opatrnosť, pretože inak môže dôjsť k **poškodeniam prístrojov** alebo **funkčným poruchám**. Pred uvedením systému do prevádzky si tieto upozornenia musíte prečítať.



Nesterilizovateľné

Výrobok sa nesmie sterilizovať etylénoxidom, ožarovaním, technikami aseptického spracovania, parou ani suchým teplom.

1.4. Oznamovacia povinnosť v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745

V súlade s príslušnými právnymi predpismi sa musia závažné udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti so zdravotníckou pomôckou MAVIG, nahlásiť spoločnosti MAVIG a príslušným orgánom krajiny, v ktorej je používateľ činný. V tomto zmysle je povinné nahlasovať prípady, keď použitie zdravotníckej pomôcky priamo alebo nepriamo viedlo, mohlo by viesť alebo mohlo viesť k smrti alebo k dočasnému alebo trvalému závažnému zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby.

2. Informácie o výrobku

2.1. Opis výrobku

O variantoch výrobkov a o technickej výkonnosti sa informujte v našich kartách s informáciami k výrobku a produktových katalógoch, ktoré nájdete na našej internetovej stránke www.mavig.com.

2.2. Stanovený účel

Mobilné protiradiačné ochranné zásteny slúžia na mobilnú ochranu zdravotníckeho odborného personálu pred ionizujúcim žiarením. Výrobky sú určené na použitie v klimatizovaných zdravotníckych zariadeniach ako sú kliniky, nemocnice a lekárske ambulancie. Výrobky používa výlučne zdravotnícky odborný personál, ako napr. lekári a asistenti.

2.3. Kontraindikácie a vylúčenia zodpovednosti

Akýkoľvek iný stanovený účel ako ten, ktorý je opísaný, je v rozpore s účelom použitia. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody, ktoré z toho vyplývajú.

2.4. Identifikácia

Výrobok je možné jednoznačne identifikovať na základe typového štítku/produktového štítku pripevneného na výrobku. Nájdete na ňom minimálne nasledujúce informácie:

Označenie výrobku
Výrobca a adresa
Sériové číslo

2.5. Označenie CE



Výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach 2017/745 (MDR). Zhoda CE výrobku je označená symbolom CE na typovom štítku.

2.6. Príslušenstvo a náhradné diely

Tento výrobok sa smie používať iba s náhradnými dielmi a príslušenstvom schválenými výrobcom. Nedodržanie tohto pokynu vedie k zrušeniu akejkoľvek povinnosti niesť zodpovednosť alebo záručnej povinnosti zo strany výrobcu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa výrobok používal iba so schválenými náhradnými dielmi a príslušenstvom. Použitie iných dielov predstavuje neznáme riziká a je potrebné vyhnúť sa mu za každých okolností.

Informácie o dostupných náhradných dieloch a príslušenstve nájdete v našich listoch technických údajoch, ktoré sú dostupné na našej internetovej stránke www.mavig.com, alebo kontaktujte náš zákaznícky servis: e-mail info@mavig.com alebo telefón +49 (0) 89 420 96 – 0.

RELEVANTNÉ PRE BEZPEČNOSŤ

Použitie náhradných dielov tretích strán môže zhoršiť bezpečnosť výrobku a viesť k poškodeniam, chybnnej funkčnosti alebo úplnej poruche. Používajte preto iba originálne náhradné diely!

3. Inštalácia a používanie

3.1. Používateľské prostredie

Pri používaní výrobku by mali teplota a vlhkosť v miestnosti zostať v rozmedzí normálnych pracovných podmienok.

3.2. Inštalácia, spôsoby pripojenia, pripojenia

Výrobok MAVIG musí byť správne nainštalovaný v súlade s inštalačným návodom priloženým k výrobku/systému. Nedodržanie návodu môže mať za následok nestabilitu alebo nesplnenie funkcií výrobku/systému.

Inštalačný návod je k dispozícii pre nasledujúce varianty:
WD261, WD257, WD302, WD304: Dokument WDX01Oxx

Pre všetky ďalšie varianty nie je potrebný žiadny inštalačný návod.

3.3. Čistenie, dezinfekcia, sterilizácia

3.3.1. Čistenie


Pri utieraní všetkých povrchov:

- Používajte mäkké handričky bez obsahu čistočiek a zvyškov po inom čistení.
- Handričku iba mierne navlhčíte. V prípade potreby použite jemný mydlový roztok alebo komerčne dostupný umývací prostriedok.
- Zaistite, aby do prístroja počas čistenia neprenikla žiadna tekutina.
- Následne utrite ošetrované plochy dosucha.

| | |
|--------------|--|
| POZOR | Poškodenie výrobku Nepoužívajte agresívne, abrazívne, leptavé, bieliace, zásadité, kyslé alebo korozívne pôsobiace čistiace alebo leštiace prostriedky (napr.: riedidlo, acetón, abrazívny prostriedok, chlór atď.). |
|--------------|--|

Platí len pre WD261: Čistenie závesu ComforTex® HPMF

Pre protiradiačný ochranný záves platia nasledujúce označenia:



Čerstvé znečistenia spravidla možno utrieť pomocou teplého roztoku čistiaceho prostriedku s teplotou cca 20 °C a mäkkou handričkou. Na odolné znečistenie odporúčame použiť 10 % vodný roztok tiosíranu sodného.

V prípade tekutín s obsahom bielkovín (ako napr. krv) použite na čistenie studenú vodu. Uistite sa, že handrička je vlhká a nie mokrá.

3.3.2. Dezinfekcia

Dezinfikujte iba utretím.

- Do zariadenia nemôžu vniknúť žiadne tekutiny.
- Aplikovaný dezinfekčný proces musí byť v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami a smernicami.
- Za hygienické postupy a podmienky zodpovedá prevádzkovateľ a je povinný určiť ich.
- Dbajte na znášanlivosť materiálov (napr. ušľachtilá oceľ, hliník, plast, akryl s obsahom olova, olovnaté sklo, PVC, prírodný, silikónový alebo syntetický kaučuk, pochrómované, lakované alebo potiahnuté povrchy).
- V prípade pochybností otestujte vhodnosť výrobku na nenápadnom mieste.

| | |
|--------------|---|
| POZOR | Poškodenia povrchu Zmiešanie rôznych dezinfekčných prípravkov a/alebo zmiešanie dezinfekčných prípravkov s čistiacimi prostriedkami môže zhoršiť účinnosť výrobku a/alebo poškodiť povrchy výrobku. |
|--------------|---|

Platí len pre WD261: Dezinfekcia závesu ComforTex® HPMF

Dezinfekcii by malo vždy predchádzať čistenie, ako je popísané v kapitole 6.1. „Čistenie“.

| | |
|--------------|--|
| POZOR | Poškodenie výrobku Nepoužívajte dezinfekčné prostriedky na báze účinných zložiek, alkoholy, čisté alkoholy (napr. etanol, izopropanol) a dezinfekčné prostriedky s oxidačným účinkom, ani dezinfekčné prostriedky s obsahom soli a štiepiace chlór, ktoré narušujú povrch a poťahové materiály silnejšie ako dezinfekčné prostriedky na inej chemickej báze. |
|--------------|--|

Dezinfekciu utretím realizujte pri nízkom mechanickom tlaku. Na udržanie vlastností našich výrobkov odporúčame používať nasledujúce dezinfekčné prostriedky. Vezmite pritom na vedomie nasledujúce informácie:

- Nami vykonané testy nezodpovedajú žiadnym certifikovaným ani štandardizovaným testovacím postupom, takže nemôžeme udeliť žiadny súhlas, ale iba dať odporúčanie.
- Pretože nedokážeme ovplyvniť výrobu a suroviny na produkciu dezinfekčných prostriedkov, musíme odmietnuť akékoľvek záručné plnenie vzťahujúce sa na „stabilitu dezinfekčných prostriedkov“.
- Účinnosť plošného dezinfekčného prostriedku sa nebrala do úvahy. Je potrebné dodržiavať návod na použitie dezinfekčného prostriedku.
- Na základe predchádzajúcich dôvodov vylučuje spoločnosť MAVIG akékoľvek záručné plnenie alebo zodpovednosť za následné škody.

| Dezinfekčný prostriedok | Výrobca | Účinná báza |
|---|---------------------|---|
| Microbac forte | BODE Chemie GmbH | Kvartérne zlúčeniny, alkylamínový derivát |
| Kohrsolin FF | BODE Chemie GmbH | Aldehyd, kvartérne zlúčeniny |
| Antifect FF | Schülke & Mayr GmbH | Kvartérna zlúčenina, aldehyd |
| Dezinfekčné utierky Microzid Sensitiv Wipes | Schülke & Mayr GmbH | Kvartérne zlúčeniny |
| Utierky vlhčené roztokom Microbac Tissues | BODE Chemie GmbH | Kvartérne zlúčeniny |

Vo všeobecnosti by sa pri výbere dezinfekčného prostriedku malo dbať na to, aby obsahoval čo najmenej alkoholov. V ideálnom prípade prvých 5 zložiek nie sú alkoholy, resp. ich množstvo je špecifikované ako hodnota „< 5 %“.

3.4. Údržba a opravy

Spoločnosť MAVIG GmbH predáva svoje výrobky iba prostredníctvom autorizovaných predajcov. Títo predajcovia majú potrebné odborné znalosti o údržbe, servise a oprave výrobku. Obráťte sa preto najskôr na svojho autorizovaného zmluvného partnera.

Prevádzkovateľ musí v pravidelných intervaloch, najneskôr však raz za štvrtrok kontrolovať nedostatky výrobkov z radu WD:

- Rovnomerný, pokojný chod koliesok
- Bezpečné uvoľnenie a zaistenie brzd koliesok
- Poškodenia protiradiačných ochranných závesov (škrabance, praskliny atď.)

Iba WD257, WD261, WD302 WD304

- Hladký pohyb horného ramena v celom rozsahu posúvania.

Iba WD261

- Bezpečné zaistenie horného ramena v celom rozsahu nastavenia.

3.5 Kalibrácia a kontrola

| | |
|--------------|--|
| POZOR | Pred každým používaním skontrolujte vonkajšie poškodenia výrobku. Poškodený výrobok už nikdy nepoužívajte! |
|--------------|--|

3.6. Záruka

V zásade platia naše „Všeobecné obchodné podmienky“. Tieto sú prevádzkovateľovi k dispozícii najneskôr od uzatvorenia zmluvy.

Spoločnosť MAVIG zaručuje bezpečnosť a funkčnosť výrobku/systému iba pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- Výrobok/systém sa používa výlučne na určený účel a je prevádzkovaný v súlade s informáciami v tomto návode na použitie.
- Používajú sa iba originálne, spoločnosťou MAVIG definované, schválené náhradné diely alebo príslušenstvo, aj od tretích strán. Použitie iných dielov predstavuje neznáme riziká a je potrebné vyhnúť sa mu za každých okolností.
- Na výrobku/systéme sa nevykonávajú žiadne svojvoľné konštrukčné alebo iné zmeny. Svojvoľné zmeny alebo prestavby výrobku z bezpečnostných dôvodov nie sú povolené.
- Kontrolné a údržbové práce sa vykonávajú podľa stanovených časových intervaloch.

Záruka výrobcu na spracovanie a použité materiály je 24 mesiacov.

4. Skladovanie, preprava, životnosť

Skladovanie iba v uzavretých alebo zakrytých priestoroch.

Preprava a skladovacie podmienky

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| • Teplota: | od -20 °C do +70 °C |
| • Relatívna vlhkosť vzduchu: | max. 95 % |
| • Tlak vzduchu: | od 700 do 1060 hPa |

Prevádzka všetkých zariadení s výnimkou WD261:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Teplota: | od +10° do +70°C |
| • Relatívna vlhkosť vzduchu: | od 20 % do max. 75 % |
| • Tlak vzduchu: | od 700 do 1060 hPa |

Iba prevádzka zariadenia WD261:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Teplota: | od +10° do +40°C |
| • Relatívna vlhkosť vzduchu: | od 20 % do max. 75 % |
| • Tlak vzduchu: | od 700 do 1060 hPa |

5. Technické údaje

O technickej výkonnosti výrobku sa informujte v našich kartách s informáciami k výrobku a produktových katalógoch, ktoré nájdete na našej internetovej stránke www.mavig.com, alebo kontaktujte náš zákaznícky servis:

| | | | |
|--------|--|---------|-----------------------|
| E-mail | info@mavig.com | Telefón | +49 (0) 89 420 96 - 0 |
|--------|--|---------|-----------------------|

6. Vyradenie z prevádzky a likvidácia

Ak sa zariadenie poškodilo alebo neobstálo pri kontrole údržby, musí sa vyradiť prevádzky.

Zariadenie sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.

V prípade otázok nás kontaktujte:

| | | | |
|--------|--|---------|-----------------------|
| E-mail | info@mavig.com | Telefón | +49 (0) 89 420 96 - 0 |
|--------|--|---------|-----------------------|



MAVIG GmbH Headquarters

PO Box 82 03 62
81803 Munich
Germany

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Germany

Phone +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail info@mavig.com

Nordic & Baltic Countries MAVIG Nordic

Stockholm
Sweden

Phone +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail larsson@mavig.com

Benelux, GB, Ireland MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86
2516 AW Den Haag
Netherlands

Phone +31 (0) 70 33 11 688
Mobile +31 (0) 61 595 43 48
e-Mail simmonds@mavig.nl

France MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Paris
France

Phone +33 (0)1 30 59 46 23
Fax +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail info@mavig.fr

WORLDWIDE MAVIG OFFICES

Southeast Europe MAVIG Southeast Europe

Ljubljana
Slovenia

Phone +386 (40) 6 33 900
e-Mail dejak@mavig.com

China MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

Room #1010, Floor 9
#609 Wang Jing Yuan
Chaoyang District
Beijing 100102, P.R.China

Phone +86 - 10 - 64 78 19 21
Fax +86 - 10 - 64 78 19 21
Mobile +86 - 13 70 122 85 86
e-Mail zhang@mavig.com

REPRESENTATION

USA & Canada Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
USA

Phone +1 (585) 247 1212
Fax +1 (585) 247 1395
e-Mail mavigusteam@mavig.com

Middle East & Northern Africa Mena Medical Development

Ashrafieh - Adlieh Square - Alfaras St.
- Alboustany Building, 5th floor
Beirut
Lebanon

Phone +961 14 23 499
Fax +961 14 26 499
e-Mail mavig@mena-md.com

Russian Federation AO Sante Medical Systems

Novodmitrovskaya 2, bld.1
127015 Moscow
Russia

Phone +7 499 551 55 73/75
e-Mail info@sante.ru

www.mavig.com